

GOUDRON de pin des landes : cicatrisation des plaies – 100% goudron végétal

USAGE :

Le GOUDRON de PIN des LANDES PROTECTA résulte de la carbonisation du bois de pin des Landes (*Pinus maritimus*), dont les propriétés sont reconnues depuis de nombreuses décennies. Ce goudron peut être utilisé comme cicatrisant des plaies de taille/ accidentelles, ou après la coupe des gourmands, qui poussent sur les plants dans le contexte de cultures en serres, où une protection des plaies est fortement conseillée. Pour la vigne, la coupe des sarments doit se faire à quelques centimètres (4-5 cm) d'un œil, car il y a risque d'affaiblissement au débouillage.

MODE D'EMPLOI ET DOSAGE :

Agiter fortement l'aérosol avant toute pulvérisation, afin que le contenu soit bien homogène. Ne pas pulvériser sur : feuilles, fleurs et sur fruits. Pour la protection des plaies de tailles, pulvériser à environ 15 cm de la plaie, et pensez à l'appliquer également sur son pourtour, si nécessaire.

DURÉE D'EFFICACITÉ Effet « barrière » : jusqu'à 8 semaines suivant épaisseur appliquée, qualité du support et quantité appliquée.

CONSEILS PRATIQUES Il est conseillé de cureter soigneusement les plaies avant d'appliquer le GOUDRON de PIN des LANDES PROTECTA. L'effet barrière permet une protection contre la pénétration des micro-organismes.



PRECAUTION D'EMPLOI :

Tenir à l'écart de la chaleur/des étincelles/des flammes nues/des surfaces chaudes. Ne pas fumer. Ne pas vaporiser sur une flamme nue ou sur toute autre source d'ignition. Récipient sous pression : ne pas perforer, ni brûler, même après usage. Ne pas respirer les aérosols. Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé.

COMPOSITION :

36% de goudron de pin des Landes. (N° CAS : 8011-48-1)

CONDITIONNEMENT/ CONSERVATION :

PV-CIC-02005(G350P) : Aérosol 300ml

PV-CIC-02010(G310P) : Pot de 800g

PV-CIC-02017 (G355P) : Pot 5 kg